

LIVOO

Feel good moments

Instructions for use

Bilancia pesapersona digitale



Reference:	DOM455
Version:	1.4
Language:	Italien

WWW.LIVOO.FR

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che il prodotto sia di tuo gradimento.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'UNITÀ E CONSERVARLE PER UN USO FUTURO.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA. Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per il quale è stato progettato; non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni (risarcimento danni) dovuti ad un uso improprio o ad un'errata manipolazione.

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. È escluso qualsiasi altro uso (medico, professionale, commerciale, ecc.).
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Conservare l'apparecchio al chiuso e in un luogo asciutto.
4. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
5. Non posizionare oggetti sulla bilancia.
6. Per evitare il rischio di lesioni, non stare sui bordi della bilancia.
7. Per evitare di scivolare, assicurarsi che i piedi e la bilancia siano asciutti e privi di polvere prima di salire.
8. Non smontare la bilancia.

9. Evitare forti vibrazioni o urti, come ad esempio la caduta della bilancia sul pavimento.
10. Posizionare sempre la bilancia su una superficie dura e piana. Evitare tappeti e moquette.
11. Non usare la bilancia su una superficie scivolosa o su un pavimento bagnato.
12. Tenere la bilancia lontano da fonti di calore (radiatori, ecc.) per evitare la deformazione delle parti in plastica.
13. Non riporre la bilancia in posizione verticale.
14. Utilizzare solo il tipo di batteria specificato in questo manuale.
15. Sostituire le batterie quando sono scariche o perdono.
16. Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
17. Non smontare la bilancia perché un uso improprio può causare lesioni alle persone o danni alla bilancia stessa.

Caratteristiche principali

- Sistema di sensori estensimetrici ad alta precisione che garantisce risultati accurati
- Capacità: 6kg-180kg
- Divisione: 50 g
- Diversi profili possibili
- Modalità bambino
- Display a LED
- Accensione e spegnimento automatici
- Indicatore batteria bassa e sovraccarico
- Cambio con tre diverse unità: kg/lb/st
- 3 batterie da 1,5 V, tipo AAA nel vano posteriore (rispettare la polarità)

Per sostituire le batterie, aprire il coperchio sul retro, inserire le batterie nel vano batterie e inserire il coperchio.

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Attenzione

1. Toglietevi le scarpe prima di pesarvi per evitare di graffiare la piattaforma di vetro.
2. La piattaforma di vetro può essere scivolosa quando è bagnata, assicurarsi che il vetro e i piedi siano asciutti prima di salire sulla bilancia.
3. Utilizzare un panno morbido con un detergente a base di alcol per pulire la superficie. Non usare sapone o altri prodotti chimici. Tenerla lontano dall'acqua, dal calore estremo o dal freddo.
4. La bilancia è uno strumento di misura di alta precisione. Non saltate mai sulla bilancia e non smontatela mai e maneggiatela con cura per evitare di farla cadere.
5. La bilancia è destinata esclusivamente all'uso domestico e non è adatta ad un uso professionale.
6. Controllare la batteria se la bilancia funziona in modo anomalo. Se necessario, sostituire la batteria. Per qualsiasi altro problema, si prega di contattare il rivenditore locale o la nostra azienda direttamente tramite telefono o e-mail.

DESCRIPTION

Lato frontale:

1. Display LED
2. Sensori di metallo
3. Superficie di pesatura
4. Bat Scomparto della batteria (sul retro) e cambio di unità (kg/lb/st)



A causa dei continui miglioramenti, questo prodotto è soggetto a modifiche senza preavviso. L'aspetto e il colore del prodotto possono cambiare rispetto all'oggetto reale.

Alimentazione

Aprire il coperchio del vano batterie sul retro della bilancia e inserire le batterie nel vano, osservando la corretta polarità. Si prega di notare che la polarità non corretta causerà danni alle parti elettroniche della bilancia.

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Nota: le batterie nuove e vecchie non possono essere usate insieme. Non è possibile utilizzare batterie ricaricabili per questo apparecchio.

Prima di inserire le batterie, assicurarsi che i punti di contatto delle batterie nell'apparecchio siano puliti.

- Si prega di rimuovere le batterie dalla bilancia quando sono scariche o se non si utilizza la bilancia per un lungo periodo di tempo.

Raccomandazioni:

- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato per determinare il peso corporeo e analizzare la proporzione di acqua e grasso corporeo, nonché la massa muscolare e ossea nel corpo. Può anche calcolare l'indice di massa corporea. (IMC).
- L'analisi del corpo non è adatta a persone di età inferiore ai 10 anni o superiore ai 70 anni. Si consiglia a queste persone di utilizzare solo la modalità di pesatura convenzionale.
- Ad eccezione della determinazione del peso corporeo, le altre funzioni del dispositivo non possono essere utilizzate da persone di età inferiore ai 10 anni o superiore ai 70 anni.
- La funzione IMC è adatta solo per il calcolo del peso ideale per adulti dai 18 anni in su. L'app non è in grado di visualizzare questa funzione per i minori di 18 anni.
- Si prega di notare che i risultati che vengono calcolati sono solo valori di riferimento e fungono da linea guida. Inoltre, valori diversi possono verificarsi nel caso di atleti professionisti o di persone che vengono trattate con farmaci. Si sconsiglia esplicitamente di utilizzare i risultati come base per qualsiasi forma di trattamento medico o dieta! Se avete domande sul vostro peso, su un trattamento medico o su una dieta, dovete consultare il vostro medico.

Nota: Il set di bilance per l'analisi del corpo non è adatto alle seguenti persone:

Persone con un pacemaker o un altro impianto medico con componenti elettronici. Il funzionamento corretto dell'impianto potrebbe essere compromesso o messo in pericolo.

Persone con sintomi di febbre, edema o osteoporosi

Persone sottoposte a dialisi

Persone che assumono farmaci cardiovascolari

- La bilancia può sopportare un peso corporeo massimo di 180 kg. Un peso superiore può danneggiare l'apparecchio.
- Pesarsi senza vestiti e a piedi nudi. Per facilitare il confronto dei risultati è consigliabile pesarsi sempre alla stessa ora (preferibilmente la sera, prima di mangiare). E nelle stesse circostanze.
- Posizionarsi correttamente sulle zone di contatto.
- La misurazione del contenuto di grasso corporeo e di acqua, nonché della massa muscolare e ossea è possibile solo a piedi nudi.

Nota: la bilancia arrotonda il peso a 100 g interi e reagisce ad un peso minimo di 6 kg.

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Spie

Numerose spie:

- Peso
- IMC
- Grasso viscerale
- Grasso corporeo in %
- Acqua corporea
- Tasso di muscolo scheletrico
- Massa muscolare
- Massa ossea
- Tasso di proteine
- Tasso metabolico basale
- Età del corpo
- Altezza

La bilancia può contenere diversi profili in memoria.

Potrebbero verificarsi errori di misurazione nel caso in cui:

- siate professionisti dello sport o sportivi a livelli elevati
- abbiate più di 70 anni
- abbiate meno di 10 anni

Tuttavia, la cosiddetta funzione di pesatura "normale" rimane efficace.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Pesatura convenzionale (senza il dispositivo IOS / Android):

1. Posizionare le bilance su una base asciutta e solida (evitare i tappeti).
2. Toccare la bilancia con il piede per attivare il display.
3. Attendere che sul display si visualizzi '0.0' (kg / lb / st). Nota:

Nota: se necessario, è possibile scegliere l'unità di misura che l'apparecchio deve utilizzare, in chilogrammi (kg), libbre (lb) o pietra (st).

4. Salire sulla bilancia.

Nota: per un risultato accurato, si prega di stare fermi al centro della piattaforma della bilancia.

5. Una volta stabilito il peso corporeo, il numero sul display inizia a lampeggiare. A questo punto è possibile scendere dalla bilancia.
6. La bilancia si spegne automaticamente dopo pochi istanti.

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Pesarsi con l'applicazione

1. Selezionare l'utente cliccando su Me--> Manage Users, quindi aggiungere i dati personali. La bilancia può riconoscere quale utente sta calpestando e ricordare all'utente di cambiare l'utente corretto.
2. Posizionare la bilancia su una superficie piana, stabile e asciutta.
3. Toccare la bilancia con il piede per attivare lo schermo.
4. Attendere che il display mostri '0.0' (kg/lb/st). Nota: se necessario, è possibile scegliere l'unità di misura che l'apparecchio deve utilizzare, in chilogrammi (kg), libbre (lb) o pietra (st).

Nota: Se necessario, è possibile scegliere l'unità di misura che si desidera utilizzare, chilogrammi (kg) in libbre (lb) o pietre (st). Il cambiamento viene effettuato con il pulsante sul retro dell'unità.

5. Salire sulla bilancia a piedi nudi.

Nota: per un risultato accurato, si prega di stare fermi al centro della piattaforma della bilancia.

6. Il numero sul display lampeggia quando la bilancia sta pesando e analizzando.
7. Continui a stare sulla bilancia finché sull'applicazione il cerchio è stabile e indica "Test completato". Il telefono ha ricevuto tutti i dati dalla bilancia.
8. Quando il peso è stabilito, apparirà sul display e troverete tutti i dati.
9. La bilancia si spegne dopo alcuni secondi.

Impostazione e memorizzazione dei dati personali in memoria

Per poter utilizzare tutte le funzioni della vostra bilancia, dovrete scaricare l'applicazione "Fitdays" dall'App Store o dal Google play store. Potete anche scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione. Senza l'applicazione, è possibile utilizzare solo la funzione di pesatura in kg.

CODICE QR



Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono o sul tablet per far funzionare l'applicazione.

Compatibilità:

La bilancia per la salute del corpo Bluetooth si usa con dispositivi con sistema iOS/Android.

iOS	Android
BT 8.0 o dispositivi più recenti	BT 6.0 o dispositivi più recenti

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Scaricate l'applicazione " Fitdays " prima di collegare la bilancia al vostro dispositivo IOS/Android. Avete la possibilità di creare 8 profili su questa applicazione.

Creare un profilo:

Potete inserire il vostro profilo utente tramite l'applicazione direttamente dopo la registrazione. Una volta inseriti tutti i dati, selezionare DONE. Si passa automaticamente al menu principale. Altri profili utente vengono inseriti con il tasto più sul vostro profilo

I diversi passaggi per collegare il telefono o il tablet all'app " Fitdays ".

1. Assicurarvi che la rete del proprio telefono o tablet funzioni correttamente.
2. Registrare un account via e-mail.
3. Inserire i dati personali corretti, inclusi sesso, altezza ed età.
4. Assicurarvi che il Bluetooth del proprio telefono sia attivato così come il GPS e la localizzazione anche se il proprio telefono è dotato di sistema Android.
5. Salire sulla bilancia per accenderla, la pagina iniziale indicherà "Connesso". Significa che l'accoppiamento automatico ha avuto successo. Se la home page mostra "Disconnesso", cliccare sul mio ---> Il mio dispositivo per accoppiare la bilancia.

Se avete difficoltà a collegare la vostra applicazione e la vostra bilancia:

1. Nell'applicazione andare alla scheda "Il mio profilo" e selezionare "Dispositivo".
2. Se la bilancia non viene visualizzata, selezionare il "+" nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.
3. L'applicazione cercherà quindi un nuovo dispositivo.
4. La bilancia deve essere visualizzata direttamente.
5. In caso contrario, verificare che la connessione Bluetooth sia consentita per questa applicazione.
6. Una volta effettuate le impostazioni, riavviare la ricerca del dispositivo. Dovrebbe essere visualizzata la bilancia collegata "La mia bilancia". Selezionarla e sarete collegati.

Per misurare correttamente i diversi dati del corpo:

1. Posizionare la bilancia su una base asciutta e stabile (evitare i tappeti) per ottenere un risultato affidabile.
2. Accendere la funzione Bluetooth dello smartphone.
3. Aprire l'app, la connessione dovrebbe essere automatica.
Nota: collegare alla bilancia un solo smartphone alla volta.
4. Assicurarvi che sulla homepage compaia " Connesso ".
5. Mantenere l'applicazione nella home page o cliccare su "Misura".
6. Salire sulla bilancia lentamente, a piedi nudi e asciutti. Stare in piedi sulla bilancia e toccare uniformemente gli elettrodi in modo uniforme.
7. Il numero sul display lampeggia mentre la bilancia pesa e analizza tutte le informazioni.

Il vostro telefono o tablet riceverà quindi le informazioni corporee misurate e visualizzerà "FINISHED" sotto il vostro peso.

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Determinare la proporzione di acqua e grasso corporeo, massa muscolare e ossea, calcolare l'indice di massa corporea (IMC):

1. Posizionare la bilancia su una base asciutta e stabile (evitare i tappeti) per ottenere un risultato affidabile.
2. Premere leggermente sulla bilancia che si accenderà automaticamente
3. Il display mostra 0.0 dopo pochi secondi.

In questo momento, il simbolo Bluetooth® lampeggia, indica che il Bluetooth® è in attesa di connessione e sincronizzazione. (Se non c'è niente scritto, controllare se le batterie sono installate correttamente).

Impostare l'unità di misurazione

Nel menu setup/extra è possibile scegliere l'unità di misura desiderata (kg, lb, st). Selezionare i chilogrammi "Kg".

Scegliere la lingua:

L'applicazione selezionerà automaticamente la lingua dello smartphone, a meno che questa lingua non sia disponibile nella scelta dell'applicazione, nel qual caso l'inglese sarà scelto per default.

La mia bilancia:

Con questa funzione, sarete in grado di collegare il vostro smartphone alla vostra bilancia se il collegamento automatico è fallito.

- Login: Avviare la ricerca. L'applicazione cercherà il collegamento da una lista di riferimenti della bilancia.
- Scegliete nella lista di riferimento la vostra bilancia. L'applicazione collegherà la vostra bilancia e il vostro smartphone.
- Log off: selezionate la vostra bilancia dall'elenco degli apparecchi collegati. L'applicazione scollegherà il vostro smartphone dalla bilancia.

1. Rimanete in posizione sulla bilancia, a piedi nudi e a contatto con i sensori.
2. Quando il peso è stabilito, i numeri lampeggiano sul display e gli altri valori vengono calcolati automaticamente.
3. Rimanete in posizione sulla bilancia fino a quando non si spegne o fino a quando tutti i valori non sono visibili nell'applicazione sul vostro smartphone.
4. Questi valori sono visualizzati nel menu nell'ordine indicato di seguito:
 - PESO
 - IMC (Indice di Massa Corporea)
 - Massa grassa
 - MASSA MUSCOLARE
 - MASSA D'ACQUA
 - MASSA OSSEA
 - MMI (Indice Massa Muscolare)
 - BMR (Rapporto metabolico basale)

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

5. Oltre ai vostri valori viene visualizzato se sono nella media "standard", oppure sono troppo alti o troppo bassi rispetto ai valori medi.
6. Potete selezionare uno di questi valori per accedere a maggiori dettagli.

Peso in memoria:

Questa funzione vi consente di:

- Inserire il peso desiderato. Ogni volta che vi collegate all'applicazione, vi ricorderà come state procedendo verso il peso desiderato.
- Conservare due pesature in memoria.

Altre funzioni:

Statistiche:

Potete anche accedere alle vostre statistiche giornaliere, mensili e annuali nel menu principale:

Per farlo, trascinare lo schermo dal basso verso l'alto, il menu va alla seconda pagina.

Potete utilizzare funzioni aggiuntive tramite l'impostazione del menu/extra, in ogni menù potete selezionare "indietro" per tornare all'impostazione del menu/extra.

Condividere:

Questa funzione vi permette di condividere i vostri valori con la famiglia, gli amici e le persone che conoscete attraverso varie piattaforme.

Informazioni feedback:

Vi consente di esprimere la vostra opinione.

Messaggi di errore:

Esempio di messaggi di errore che possono comparire sul display.

Display	Significato
LO	Si prega di sostituire le batterie quando si visualizza "LO" sul display della bilancia, il che significa che le batterie sono senza corrente.
Err	Si prega di scendere dalla bilancia quando appare "Err", per evitare di danneggiare la bilancia, il che significa sovraccarico. Notate che la capacità massima è di 180kg (400lbs).
C	Errore durante la misurazione. Scendere dalla bilancia e salire nuovamente su di essa per ripetere il processo di misurazione.

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso

Specifiche errate:

Specifiche	Spiegazioni possibili
Valori irrealistici per la misurazione di grasso e acqua	Il grasso contiene poca acqua. Ciò può significare che la quantità di acqua nel corpo è al di sotto del limite fissato per le persone con un alto contenuto di grassi. Al contrario, in atleti ben allenati, i limiti possono essere superati a causa del basso contenuto di grassi e di un'alta percentuale di muscoli.
Peso non corretto	La bilancia è posizionata su una superficie instabile (per esempio: tappeto).
Non vengono visualizzati i valori di analisi.	Correggere la posizione dei piedi. Devono essere asciutti e nudi, ben posizionati sulle parti metalliche.
La bilancia produce un peso incoerente	Controllare se la bilancia è su una superficie dura e piatta. Controllare ogni piedino del sensore sul retro per assicurarsi che non ci sia nulla attaccato al fondo. Rimuovere le batterie per riavviare la bilancia
L'App visualizza il rapporto grasso-muscolo non corretto	L'impostazione dei parametri del corpo non è corretta, controlla di aver inserito il sesso, l'altezza e l'età corretti.
Nessun dato sul grasso corporeo misurato durante la pesatura	L'utente deve essere a piedi nudi per misurare il grasso corporeo. Assicurarsi che i piedi e la bilancia siano entrambi asciutti. La bilancia non termina la pesatura quando il display del numero lampeggia (Tenere la bilancia in piedi per circa 10 secondi fino a quando il numero sul display smette di lampeggiare). Il Bluetooth non è acceso. Il Bluetooth è accoppiato con una bilancia diversa.
Bluetooth non collegato	La bilancia e lo smartphone devono avere entrambi il Bluetooth attivo. Controlla la versione del sistema operativo del tuo smartphone, deve essere iOS 8.0 o superiore/Android 6.0 superiore. Fare clic su Me--->My device per trovare l'ID della bilancia.

Perché è necessario internet affinché l'applicazione funzioni?

L'applicazione Fitdays vi aiuterà a salvare tutte le vostre misurazioni tramite un server. Quindi, è importante che la funzione internet sul vostro telefono o tablet sia attivata per:

1. Registrare e collegarsi al proprio account
2. Aggiungere un nuovo utente e modificare le informazioni
3. Accoppiamento o cancellazione della bilancia
4. Modificare le impostazioni

Come utilizzare l'app

Modificare le informazioni personali?

Scegliete la scheda "Il mio profilo" e verranno visualizzati i diversi profili che avete salvato nella vostra applicazione. Scegliete il vostro. Potete quindi modificare i vostri dati. Una volta apportate le modifiche, cliccate su "Conferma".

Come utilizzare la modalità bambino per la pesatura?

Cliccare su "Analizza" e selezionare "+" in alto a destra e selezionare "Modalità bambino". All'inizio, salire sulla bilancia per testare prima il peso dell'adulto. Quando i dati sulla bilancia smettono di lampeggiare, scendere, quindi tenere il bambino e testare insieme.

Al termine, la bilancia calcolerà il peso del bambino e ricorderà di impostare un nuovo account o chiederà di riconoscere manualmente i dati.


Nota: per gli utenti di età inferiore ai 18 mesi, App entrerà automaticamente in modalità bambino durante la misurazione.

Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE!

- Non immergere l'apparecchio nell'acqua.
- Non utilizzare detergenti o oggetti abrasivi per pulire la bilancia, in quanto la superficie potrebbe danneggiarsi.
- Pulire la superficie della bilancia con un panno morbido e umido.
- Se non si utilizza la bilancia per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie e riporla in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.

Consigli per l'uso delle batterie e per il riciclaggio:



* Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini




* Non mescolare le vecchie batterie con le nuove, con composizioni diverse o marche diverse per evitare possibili perdite o esplosioni.

* Non riscaldare o deformare le batterie e non esporle al fuoco.

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso



- * Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici.
- * Si prega di verificare con le autorità locali i consigli per il riciclaggio delle batterie. Al fine di proteggere l'ambiente e smaltire le batterie in conformità con le normative vigenti. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Lasciatele nel più vicino contenitore per batterie o

portatele al vostro negozio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi, DELTA, BP61071, 67452 Mundolsheim - Francia, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che l'articolo, bilancia da bagno compatibile con Bluetooth®, DOM428, è conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Questo prodotto soddisfa i principali requisiti e le altre disposizioni applicabili della direttiva RED 2014/30 / UE.

LIVOO

Feel good moments

Manuale d'uso



CORRETTO SMALTIMENTO DELL'UNITÀ

Smaltimento delle batterie e degli accumulatori (Applicabile in Comunità Europea e nei paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo, posto sulle batterie e sugli accumulatori o sulle confezioni, indica che le batterie e gli accumulatori forniti con tale prodotto non possono essere trattati come semplici rifiuti comuni. Assicurandoti che le batterie e gli accumulatori vengano smaltiti in modo appropriato, partecipi attivamente alla prevenzione delle conseguenze negative che un trattamento errato può causare sull'ambiente e sulla salute. Il riciclaggio dei materiali contribuisce inoltre alla conservazione delle risorse naturali. Per i prodotti che, per ragioni di sicurezza, di performance o di integrità dei dati, richiedono una connessione costante all'internodi una batteria o un accumulatore, si consiglia di rivolgersi al servizio tecnico più vicino per effettuarne la sostituzione. Portando il tuo dispositivo elettrico non più funzionante in uno dei punti di raccolta preposti ti assicurerai che la batteria o l'accumulatore incorporato vengano trattati correttamente. Rispetto a qualunque altra situazione e per effettuare la rimozione della batteria o degli accumulatori in completa sicurezza, si prega di fare riferimento al manuale dell'utente. Portare le batterie o gli accumulatori scarichi al punto di raccolta predestinato al riciclaggio. Per ottenere ulteriori informazioni rispetto al riciclaggio di questo prodotto o delle batterie e degli accumulatori, è possibile contattare il comune, il centro di discarica locale o il punto vendita in cui il prodotto è stato acquistato.



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- illustrazione non contrattuale. informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso